

Válido hasta
31 de diciembre
2023

Semanas de velocidad Sigma

4 paquetes especiales



sigma 1-14

Microcentrifuga, sin refrigeración

Rotor 12094

Rotor de ángulo fijo

- Máx. capacidad: 24 x 2ml
- Máx. velocidad: 14.800 rpm
- Máx. FCR: 16.163 xg

Precio del paquete especial
1.400€



sigma 1-16

Microcentrifuga, sin refrigeración,
100-240 V, 50/60 Hz

Rotor 12120

Rotor de ángulo fijo

- Máx. Capacidad: 24 x 2 ml biosafe (hermético a aerosoles)
- Máx. velocidad: 15.000 rpm
- Máx. FCR: 20.627 xg

Precio del paquete especial
2.500€



Sigma 1-16K

Microcentrifuga, refrigerada,
100-240 V, 50/60 Hz

Rotor 12120

Rotor de ángulo fijo

- Máx. Capacidad: 24 x 2 ml biosafe (hermético a aerosoles)
- Máx. velocidad: 15.000 rpm
- Máx. FCR: 20.627 xg
- Tmín < 4°C a máx. velocidad

Precio del paquete especial
5.400€



Sigma4-5KL

Centrifuga de mesa,
refrigerado

Rotor 11650

Rotor oscilante con
cubos redondos 13450

- Máx. Capacidad: 60x 15ml / 28x 50ml
- Máx. velocidad: 4.700 rpm
- Máx. FCR: 4.643 xg
- Tmín < 4°C a máx. velocidad

Precio del paquete especial
11.500€