



XPREZZON.

Lanzamiento de Xprezzon®.
La conexión entre el personal
médico y los datos del
paciente comienza aquí.



XPREZZON.



Una potente expresión de rendimiento y diseño.

Xprezzon proporciona fácil acceso a los datos de los pacientes, generando información en el punto de atención para el médico. La pantalla doble opcional ofrece un vista de pantalla completa de información fisiológica, además de una pantalla secundaria para ofrecer una presentación alternativa de los datos clínicos del paciente.



DISEÑO ELEGANTE

Un diseño innovador y moderno proporciona una experiencia atractiva y cómoda para los pacientes y sus familias. La elegante pantalla sin marco es fácil de limpiar, lo que reduce el riesgo de infección.

VERSATILIDAD

Las versátiles y ergonómicas soluciones de montaje mejoran la apariencia general del entorno de atención. Las diversas opciones para la colocación y organización de los monitores y cables aseguran un flujo de trabajo más eficiente en la cabecera del paciente.

SENSIBLE

Xprezzon responde a la necesidad del paciente de dormir tranquilo. La iluminación de la pantalla se atenúa intuitivamente cuando disminuye la luz ambiental.

INNOVACIÓN

Una pantalla de alta resolución muestra tendencias personalizadas en una presentación nítida y profusa en detalles que facilita la evaluación rápida y precisa del paciente. Con sólo tocar la pantalla, el usuario puede abrir distintas vistas de tendencias, de acuerdo con sus necesidades de observación, el tipo de procedimiento y los protocolos clínicos. Las tendencias pueden presentarse de modo ininterrumpido, lo que permite visualizar las actualizaciones en tiempo real de la información esencial del paciente. El usuario puede ajustar el tamaño y posición de las tendencias para crear vistas totalmente adaptadas en función de sus necesidades.



ACCESIBILIDAD

La información del paciente en la palma de la mano. Ya sea que se encuentre dentro o fuera del hospital, el personal clínico puede mantenerse conectado a los pacientes. El innovador ICS de Spacelabs ofrece lo máximo en flexibilidad y confianza: acceso a la información de los pacientes desde el dispositivo móvil del médico.



ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA

La elegante pantalla sin marco integra luces LED de alarma de alta visibilidad. Estas iluminan la parte frontal y posterior de la pantalla, facilitando la identificación por el personal clínico del monitor que se encuentra en estado de alarma en entornos clínicos muy activos.



CONECTIVIDAD

La conectividad de Xprezzon protege la inversión de los clientes en generaciones anteriores de sistemas de información y monitorización de pacientes de Spacelabs. La compatibilidad con versiones anteriores de Xprezzon presenta una transición fluida entre plataformas.

FORJAMOS EL FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES

Un vistazo rápido al monitor del paciente de gran complejidad Xprezzon

Altamente visible, fácil de usar y de conectividad elevada

- ECG de 3, 5, 12 derivaciones de diagnóstico, Resp, SPO2, NIBP, Temp
- 4 presiones invasivas (ampliables a 8) y gasto cardiaco
- Hasta 8 curvas, 24 parámetros
- Pantalla de 48,3 cm (19 pulg.) altamente visible y luces de alarma LED integradas (parte delantera y trasera)
- Pantalla táctil interactiva secundaria de 43,18 cm (17 pulg.) u opcional de 48,3 cm (19 pulg.)
- Revisión completa de camas de monitores de cabecera remotos
- Cálculos de signos vitales
- Conectividad EMR con ICS
- Data Shuttle del paciente (24 horas)
- Lectura de lectora de códigos de barras USB
- Varitrend® 4 OCRG
- Termómetro para pruebas in situ Exergen USB opcional
- Impresora/grabadora opcional, módulos de capnografía, Multi-Gas, BIS, SvO2 y SpO2 dual.
- Compatible con LifeSync

Las características pueden variar según la configuración adquirida.

